

Mode d'emploi

Attachement activateur



Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

1. Champ d'application

L'activateur s'utilise sur les prothèses adjointes en association avec des attachements ou des couronnes télescopes en tant qu'élément de friction ou de rétention pour un ancrage complémentaire de la prothèse.

2. Mise en œuvre

Après avoir déterminé l'axe d'insertion, sculpter les couronnes comme à l'accoutumée. Si l'on utilise un attachement, son téton doit présenter en distal une surface de 3 mm de largeur. Lorsque l'on a recours à un attachement activateur, il faut prévoir un contournement avec un Interlock fraisé parallèlement. Après réalisation de la maquette, la mettre en revêtement puis couler. Fraiser le contournement, l'Interlock et le téton de l'attachement puis effectuer un polissage haute brillance. Préparer le maître-modèle pour la duplication comme de coutume.

Fixer à la cire l'entretoise en céramique sur le téton de l'attachement avec sa pointe dirigée à l'extérieur de l'attachement. Intégrer l'entretoise dans la maquette (au moins sur 4,5 mm) de manière à ce que l'activateur puisse être fixé sur le châssis.

Sabler, dégrossir et polir le châssis. Afin de pouvoir ajuster l'activateur dans le trou tubulaire prévu à cet effet, l'insérer avec une pince. Le cylindre doit émerger complètement de l'attachement. Le fixer sur le châssis des deux côtés (en vestibulaire et buccal) avec la colle DTK (N° de cde 540 0010 6). Maintenant, l'on peut terminer le châssis métallique.

Pour une insertion plus facile de la prothèse, biseauter légèrement le téton de l'attachement sur la face occlusale avec une pointe caoutchouc.

2.1 Version Snap

Si l'on recherche avec l'activateur un effet rétentif de type Snap, procéder comme suit: après réalisation de la prothèse, passer un coup de crayon effaçable sur le téton de l'attachement, côté distal. Monter la prothèse sur les couronnes primaires puis la retirer. Sur le téton de l'attachement, on peut alors observer la position finale de l'activateur. A cet endroit, fraiser une petite gorge (fraise H289 MH23). Remonter la prothèse sur les couronnes primaires et vérifier la rétention. Répéter cette opération autant de fois que nécessaire pour obtenir une rétention satisfaisante.

2.2 Remplacement de l'attachement activateur

Pour remplacer l'attachement activateur, retirer la selle en résine, éliminer la colle DTK et pousser avec un instrument sur l'activateur pour le dégager. Mettre en place le nouvel activateur comme décrit précédemment.

3. Divers

Les données contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'entamer un nouveau coffret. Ce mode d'emploi concerne l'activateur - N° de cde 450 0003 0, 450 0003 1 et 450 0003 2.